

Osstell ISQ guide vos traitements implantaires



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 340 82 50
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 FR



OSSTELL
Beacon

Passer de **bon** à **excellent**

Intuitif | Facile à utiliser | Fiable

Osstell Beacon vous indique en quelques secondes quand un implant est prêt à être mis en charge.



RÉSULTATS PRÉVISIBLES

Avec notre méthode, rien n'est laissé au hasard. Lors de la mesure de la stabilité de l'implant, vous obtiendrez une valeur fiable, ce qui vous permettra d'augmenter la prévisibilité des traitements par implant, même pour les patients à risque.




TEMPS DE TRAITEMENT RÉDUITS

La mise en charge immédiate devient de plus en plus habituelle. Les patients veulent des résultats rapidement. Avec Osstell®, nul besoin de patienter plus que nécessaire.



MÉTHODE VALIDÉE

Fondée sur plus de 1400 études scientifiques, notre méthode se base sur l'analyse de la fréquence de résonance afin de déterminer si l'implant est suffisamment stable. Le résultat est présenté sous la forme d'une valeur ISQ de 1-100. Plus la valeur ISQ est élevée, plus l'implant est stable.



L'échelle Osstell ISQ

L'Osstell Beacon utilise une technologie RFA exclusive et fondée sur des preuves, étayée par plus de 1400 études scientifiques. Rendez-vous sur osstell.com/scientific-database pour en savoir plus.

OsstellConnect

[OsstellConnect](#) est une solution basée sur le cloud offrant aux praticiens une nouvelle manière d'utiliser les données afin d'améliorer leurs traitements par implant dentaire. Il s'agit du plus grand portail d'implants en ligne au monde, avec plus d'un quart de million de points de données. OsstellConnect est actuellement gratuit et accessible pour Osstell Beacon et Osstell IDx.

Présentation de la nouvelle application OsstellConnect

Optimisée pour les appareils mobiles et les tablettes. Numérisez la boîte de votre implant pour obtenir des détails instantanés, simplifiez le processus de consultation, accédez aux données cliniques et enregistrez facilement les lectures de l'ISQ avec votre Beacon directement connecté à votre appareil mobile.