

Il valore ISQ di Osstell ti guida nel trattamento implantare



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 340 82 50
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 IT



OSSTELL
Beacon

Da **buono** a **ottimo**

Intuitivo | Facile da utilizzare | Massimo comfort

Osstell Beacon comunica in pochi secondi quando l'impianto è pronto per essere sottoposto a carico.



RISULTATI PIÙ PREVEDIBILI

Il nostro metodo non lascia spazio al caso. Quando misurate la stabilità di un impianto, ottenete un valore oggettivo che rende più prevedibili i trattamenti implantari anche per i pazienti con fattori di rischio.



TEMPI DI TRATTAMENTO RIDOTTI

Il carico immediato sta diventando un'opzione sempre più diffusa. I pazienti, infatti, vogliono risultati in poco tempo. Con Osstell® aspettate solo il tempo strettamente necessario.



METODO SCIENTIFICAMENTE PROVATO

Supportato da più di 1400 studi scientifici, il nostro metodo si basa sulla tecnologia RFA per stabilire se un impianto è sufficientemente stabile oppure no. I risultati sono rappresentati come valori ISQ compresi tra 1 e 100. Più alto è l'ISQ e più stabile sarà l'impianto.



La scala ISQ di Osstell

Osstell Beacon adotta la tecnologia di proprietà RFA avvalorata da oltre 1400 studi scientifici. Per maggiori informazioni consultate: osstell.com/scientific-database.

OsstellConnect

[OsstellConnect](#) è una soluzione cloud che mette a disposizione dei medici un nuovo modo per utilizzare i dati al fine di migliorare le loro terapie implantari. Si tratta del più grande portale online dedicato agli impianti con centinaia di migliaia di dati. OsstellConnect è gratuita e accessibile per gli utenti Osstell Beacon e Osstell IDx.

Presentazione della nuova app OsstellConnect

Ottimizzata per dispositivi mobili e tablet. Scansiona la scatola del tuo impianto per ottenere dettagli istantanei, semplificare il processo di consultazione, accedere a informazioni sui dati della clinica e registrare senza sforzo le letture ISQ con il tuo Beacon direttamente collegato al tuo dispositivo mobile.

