

# Osstell ISQ 引领您的种植治疗



Stampgatan 14, 411 01 Göteborg, Sweden  
Phone: +46 31 340 82 50  
info@osstell.com | www.osstell.com

Osstell Beacon Brochure  
Osstell AB Date of issue: 2023-11-08 25103-02 ZH-CN



 OSSTELL  
Beacon



# 从优异到卓越

直观 / 易用 / 省时

仅需短短几秒，W&H Osstell Beacon就可告知您种植体是否已经准备好负载



## 可预测结果

使用W&H Beacon可排除偶然性，您将得到一个客观的ISQ值，使种植治疗更具可预测性——即使对于高风险病人也是如此




## 缩短治疗时间

即刻负重需求越来越多。患者希望快速获得立竿见影的效果。使用Osstell, 避免无效的等待时间



## 可靠的方法

基于1400多项科学研究成果，我们所使用的RFA技术可以确定植体的稳定性是否足够。结果以1-100的ISQ数值显示。ISQ越高，种植体越稳定



## The Osstell ISQ量表

Osstell Beacon 采用专利与科学实证的RFA技术，拥有1400多项科学研究支持。了解更多信息，请参考 [osstell.com/scientific-database](https://osstell.com/scientific-database)。

## OsstellConnect

[OsstellConnect](#) 是一套云端解决方案，为临床医生提供了一种新方式，可透过数据优化种植治疗计划。此系统是世界上最大的植体线上平台，拥有超过25万个数据。OsstellConnect 目前提供Osstell Beacon和Osstell IDx的使用者免费使用。

## OsstellConnect APP应用

可优化移动设备和平板应用。扫描您的植体盒以即时获取植体详细信息，简化咨询过程，访问临床数据分析，并通过Beacon轻松记录与您的移动设备直接连接的ISQ读数。